

## Innovation bei Pflegebetten: Das neue domiflex bringt mehr Komfort für Patienten und medizinischen Fachhandel

**Verl, 16. April 2015.** Auf den Fachmessen EXPOLIFE (Kassel, 16.-18.04.2015) und REHAB (Karlsruhe, 23.-25.04.2015) zeigt die Hermann Bock GmbH erstmals eine neue Generation von Betten für die häusliche Pflege: Die Modellserie domiflex hat der Hersteller aus Westfalen gemeinsam mit Sanitätshäusern neu entwickelt und optimal auf die Anforderungen in der Praxis abgestimmt. So lässt sich das domiflex jetzt komplett ohne Werkzeug in wenigen Minuten auf- und abbauen. Denn die Zeiträume, in denen Pflegebetten vor Ort bleiben, werden immer kürzer.

"Ein Ziel unserer Partner aus den Sanitätshäusern war nicht nur ein günstiger Einkaufspreis, sondern vor allem niedrige Folgekosten und damit ein Preisvorteil über die gesamte Lebensdauer von acht bis zwölf Jahren", erläutert Klaus Bock. Dieses Ziel habe man sogar übertroffen, betont der Geschäftsführer Entwicklung und Produktion bei der Hermann Bock GmbH stolz: "Im Langzeitvergleich ist das neue domiflex deutlich günstiger als alle vergleichbaren Betten." Dazu trägt neben der auf 5 Jahre verlängerten Motorengarantiezeit auch die verkürzte sicherheitstechnische Kontrolle bei: Die bisher erforderliche, aufwändige Ableitstrom-Messung etwa kann vollständig entfallen.

### **Aufbau ohne Werkzeug: Arretierungssystem Push-and-Ready™**

Eine weitere Maßgabe für die Entwickler war, dass alle Einzelteile 'am Bett' verbleiben sollen, damit beim wiederholten Auf- und Abbau kein Schraubchen verloren geht. Dafür hat die Hermann Bock GmbH ein neues Arretierungssystem namens Push-and-Ready™ entwickelt. In Kombination mit einfach zu handhabenden, fertig montierten Bauelementen sorgt das komplett werkzeuglose System dafür, dass die Wartungskosten des domiflex gering bleiben. Nebenbei reduziert Push-and-Ready™ die Auf- und

#### **Kontakt:**

Hermann Bock GmbH  
Nickelstr.12  
D-433415 Verl

Ansprechpartner:  
Dr. Stefan Kettelhoit

Tel.: +49 [5246] 9205-0  
sk@bock.net  
www.bock.net

#### **Agenturkontakt:**

co-operate Wegener & Rieke GmbH  
Zumsandstraße 32  
D-48145 Münster

Ansprechpartner:  
Christian Rieke

Tel.: +49 (0)251 - 3222611  
wort@co-operate.net  
www.co-operate.net

Diese Pressemitteilung sowie  
Bidmaterial in Druckauflösung stehen  
zum Download bereit unter:  
[www.bock.net/service/news.htm](http://www.bock.net/service/news.htm)

Abbauzeit: Das neue Bock-Bett kann von einem einzelnen Sanitätshaus-Techniker beim Patienten in weniger als fünf Minuten montiert werden. Die Serienfertigung des domiflex am Standort Verl (Deutschland) startet in den nächsten Wochen.

*(ca. 1.990 Zeichen)*

***Bildzeile (150416 domiflex.jpg)***

Für den Auf- und Abbau des neuen domiflex-Pflegebetts von Hermann Bock benötigen Sanitätshaus-Techniker kein Werkzeug – und weniger als fünf Minuten Zeit.