

domiflex® 3

Das Pflegebett, weiter gedacht

Modular, nachhaltig, evidenzbasiert

.bock®

domiflex® 3
domiflex® 3 plus



Care for people and nature

„**bock** entwickelt das Pflegebett innovativ weiter. Das Ziel: Betten, die so anwendungsoptimiert sind, dass sie aus der Perspektive aller Menschen im und am Pflegebett den bestmöglichen Beitrag leisten.“

Klaus Bock



Klaus Bock

Made in Germany: Seit über 100 Jahren produziert **bock** konsequent in Deutschland. Vernetzte Kompetenzen und kurze Wege, loyale regionale Partner und weitestgehende Unabhängigkeit von globalisierten Lieferketten helfen, Qualität und Lieferfähigkeit jederzeit sicherzustellen – das bedeutet nicht zuletzt auch unter Vollkosten-Aspekten wichtige Vorteile für unsere Kunden.



Prof. Dr. J. Osterbrink, PMU

bock forscht und entwickelt **evidenzbasiert**. Ausgangspunkt unserer Entwicklungsarbeit sind fundierte wissenschaftliche Grundlagen, die in enger Zusammenarbeit mit der **Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU)** in Salzburg erarbeitet werden. Dort stehen die Gepflegten und die Pflegenden im Mittelpunkt. Wesentliche Kriterien sind die pflegewissenschaftlich verankerten *Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)*.



PARACELSUS
MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT



Dr. Thomas Henningsen, ORCA

Beitrag zur Senkung Ihres CO₂-Footprints: Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten wir gemeinsam mit der gemeinnützigen Umweltberatungs-Organisation ORCA kontinuierlich an der Reduzierung unseres eigenen CO₂-Fußabdrucks und dem unserer Produkte. So haben wir ein umweltfreundliches Pflegebett entwickelt und einen revolutionären Refurbishment-Prozess eingeführt. Zusätzlich tragen wir mit ebenso effizienten wie effektiven Innovationen zur Verbindung von Ökologie und Ökonomie und zu mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor bei. Und ermöglichen es Ihnen so, im Zusammenhang mit **bock**-Pflegebetten auch Ihren eigenen Klima-Fußabdruck zu verkleinern. Das hilft allen, ihrer

Verantwortung gerecht zu werden. Und ist angesichts absehbar stark steigender CO₂-Preise auch ökonomisch von Vorteil.



ORCA: ORGANIZATION FOR
RAPID CLIMATE ACTION

Hermann Bock

Der **Made in Germany**

Pflegebetten- Spezialist



Made in Germany: Seit über 100 Jahren produziert **bock** in Deutschland. Vernetzte Kompetenzen und kurze Wege, loyale regionale Partner und weitestgehende Unabhängigkeit von globalisierten Lieferketten helfen, Qualität und Lieferfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Wir sind mit weitem Abstand der Anbieter mit der höchsten Fertigungstiefe, der kürzesten Lieferkette. So bleiben unsere Kunden von Unwägbarkeiten entlang der Lieferkette so weit wie irgend möglich verschont.



Hermann Bock

Der evidenzbasierte Pflegebetten- Spezialist



Evidenzbasiert: Unser tiefes Wissen um pflegewissenschaftlich evidente Grundlagen fließt in ergonomisch optimierte Technologien ein. Resultat ist eine wirksame Unterstützung aller Pflegeprozesse und damit die wichtige Entlastung Pflegenden wie Pflegebedürftiger. Mit Unterstützung des Institutes für Pflegewissenschaft an der Paracelsus Universität Salzburg (PMU) haben wir das medizinische Prinzip der Evidenzbasierung auf die Entwicklungsziele für Pflegebetten als Dreh- und Angelpunkte aller Pflegeprozesse übertragen.



Hermann Bock Der nachhaltige Pflegebetten- Spezialist



Konkret: Maßnahmen wie die Umstellung der Firmenwagenflotte auf elektrische Antriebe helfen, unseren CO₂-Fußabdruck zu verkleinern.

Refurbishment:
Spart bares Geld und
schont Ressourcen.

Nachhaltig: *bock* arbeitet im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich an der Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks sowohl seiner Produkte als auch des Unternehmens insgesamt. Mit unerreicht kurzen Lieferketten, laufenden CO₂-Footprint-Analysen und Leuchtturmprojekten wie dem klimafreundlichen Pflegebett und dem Refurbishment vorhandener Pflegebett-Bestände möchten wir zu mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor beitragen. Wir wollen beweisen: Ebenso effiziente wie effektive Innovationen helfen wirksam, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen.



Klimafreundliches Pflegebett:
Weiterentwickelt in Design
und Materialwahl –
CO₂-Fußabdruck verringert,
Gewicht reduziert.



Compliance: Unser Nachhaltigkeitskonzept hilft unseren Kunden, aktuelle und künftige Klimaschutzbestimmungen einzuhalten.



domiflex® 3 und 3 plus: die modulare Bettenfamilie, weiter gedacht



Die Pflegebett-Familie **bock domiflex® 3** ermöglicht einen entscheidenden Schritt in die Zukunft einer besseren Pflegeversorgung zu Hause. Möglich wurde das durch konsequente Berücksichtigung aktueller pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse und fundierte Betrachtung ökologischer wie ökonomischer Notwendigkeiten. Als ebenso wertvoll erwiesen sich lange Jahre der Erfahrung mit unseren Vorgängermodellen domiflex® und domiflex® 2.

Unterstrichen durch das jüngste Facelift, bedeutet die Summe der Eigenschaften des **domiflex® 3** eine kleine Revolution: Bereits das Standardmodell bietet einen vergrößerten Höhenverstellbereich von 35 – 80 cm und eine erhöhte sichere Arbeitslast bis 190 kg, umstandslos auflastbar bis 220 kg.

Größten Wert haben wir auf maximalen Nutzen für alle gelegt: Geringere Gewichte verbessern das Handling, der werkzeuglose Aufbau hilft Zeit sparen, modulare Ausbauoptionen wie eine Verlängerungsmöglichkeit auf 220 cm, eine Auflastung bis auf 220 kg und ein breites Zubehörangebot gewährleisten überlegene Flexibilität im Einsatz. Die Umwelt und auch Ihr eigener CO₂-Fußabdruck profitieren von Nachhaltigkeit in Material und Produktion. Zugewinne in Komfort und Sicherheit durch konsequente Berücksichtigung gewichteter *Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)* runden das Paket der Vorteile der **domiflex® 3** -Produktfamilie ab. Wer dazu noch ein spürbares Mehr an Komfort möchte, wählt das neue Spitzenmodell der Baureihe: das **domiflex® 3 plus**.



Ein System, zwei Varianten, viele Ausführungen

Durch sein umfangreiches Facelift bedeutet das **bock domiflex® 3** einen noch größeren Schritt in die Zukunft einer **besseren Pflegeversorgung zu Hause** – für Pflegendе und Pflegebedürftige wie auch für Hilfsmittelerbringer. Bereits die **Standardausführung** sichert hervorragende Versorgungsqualität – z.B. mit vergrößertem Höhenverstellbereich (35–80 cm), erhöhtem Patientengewicht (bis 155 kg) bzw. erhöhter sicherer Arbeitslast (bis 190 kg). Niedrigere Endstücke verbessern Umgebungswahrnehmung und Sicherheitsgefühl. Die Variante **domiflex® 3 plus** überzeugt mit weiteren, innovativen Komfort-Extras. **Weitere Ausführungen** bieten zusätzliche Möglichkeiten:

Ausführung 185 kg



Mit wenigen Handgriffen können die **Standardausführungen** des domiflex® 3 und des domiflex® 3 plus zur **Ausführung 185 kg** mit einem erhöhten Patientengewicht von 185 kg werden (sichere Arbeitslast 220 kg).

Ausführung Low



Bei der **Niedrigbett-Ausführung Low** gewährleistet der erweiterte Höhenverstellbereich von 24 - 69 cm einen ergonomischen Ein- und Ausstieg und optimale Pflegehöhe. Der automatische Zwischenstopp bei 34 cm sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Umstieg (z.B. auf einen Rollstuhl) und für bewusstes Absenken in Niedrigbett-Position.

Washbare Ausführungen



Beide Ausführungen können schnell und unkompliziert für die Maschinenwäsche vorbereitet werden. **Washable:** Motoren und Seitensicherungen sind werkzeuglos entnehmbar. **Wash:** Motor ist strahlwassergeschützt und staubdicht nach IPX6. Seitensicherungen sind entnehmbar.

Verkleinerter CO₂-Fußabdruck

Besseres Handling durch geringeres Gewicht

Variante plus:
Rastomat
auf Wunsch

Variante plus:
Matratzenausgleich
reduziert Druck-
und Scherkräfte

Variante plus:
verlängerter Rücken-
bügel – noch mehr
Ergonomie und
Komfort für
jede Körpergröße

Neue Endplatten
für mehr Pflege-
und Nutzerkomfort
bei weniger Gewicht

Neue Rollen
für ein-
facheres
Arretieren

Aufrichter
mit Triangel-Griff

Integrierte, durchgehende Seiten-
sicherung SR3 für optimalen Schutz

Holz-
Verkleidungen
für Endstücke
auf Wunsch

Schnell und
werkzeuglos
auf 220 cm
verlängerbar

Neue Halterung
für am Bett
verbleibendes
Transportsystem

Absenkbare auf 35 (bzw.
24 cm in der Ausführung
Low) für sicheren Ein-
und Ausstieg

Noch **leichtere Baugruppen** und
werkzeuglose Verbindungstechnik
für schnellen Auf- und Abbau

4-geteilte
Liegefläche
mit komfortablen
Federholzleisten



Dekor
Sonoma
Eiche hell



Dekor
Buche
gedämpft



Die domiflex[®] 3 Familie: Zubehör

„Mit unserem praktischen Zubehör werden domiflex[®] 3 und domiflex[®] 3 plus zu Ihrem persönlichen Pflegebett – abgestimmt auf die Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL).“



Ruhe und Schlafen



Sicherheit



Bewegung



Atmung



Essen und Trinken

Pflegebetten und ihre Ausstattung sind Dreh- und Angelpunkte sowohl der Pflege als auch der Aktivitäten des täglichen Lebens Pflegebedürftiger.

Die Pflegewissenschaft hat diese Aktivitäten untersucht und systematisiert. Im wissenschaftlichen Ansatz unserer evidenzbasierten Produktentwicklung werden auch die hier gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt.

Die nachfolgenden Zubehöre sind auf ihre Wirksamkeit im Rahmen der fünf wesentlichen Aktivitäten des täglichen Lebens (ATLs) hin optimiert.



Hilfreiches Zubehör

mit Blick auf die fünf zentralen Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)

Seitensicherung SR2



So viel Schutz wie nötig, so viel Freiheit wie möglich: Die Seitensicherung SR2 ist jederzeit nachrüstbar und kann individuell eingesetzt werden – je nach Bedarf für eine oder beide Bettseiten.

Vorteile:

- ⊕ Sicheres und bequemes Ein- und Aussteigen
- ⊕ Mehr Freiheit und Selbstbestimmung
- ⊕ Modernes Design und intuitive Bedienung
- ⊕ Neue Version mit vorteilhaftem Handling und einfacherer Montage

+20 CM
Bettverlängerung auf 220 cm

Erhöhung für Holz-Seitensicherung

Seitensicherungs-polster

Mobilitätsstütze

Infusionshalter; fix oder höhenverstellbar

Infusionshalter für Aufrichter

Urinflaschenhalter

Drainagebeutelhalter

Bettleuchten E, F oder G2

Handschalter mit Zusatzfunktionen

Handschalter für domiflex® 3 plus wash

- ⊕ Trendelenburg-Funktion (Bein- bzw. Kopf-Tieflagerung) auf Knopfdruck





Die domiflex® 3 - Familie auf einen Blick

Maße (Werte für 100 cm Breite in Klammern)

Außenmaß	101 (111) × 210,7 cm
Liegefläche	90 (100) × 200 cm
Sondermaße	Verlängerung auf 220 cm mögl.
Höhenverstellung	35–80 cm
Höhenverst. ‚Ausf. ‚Low‘	24–69 cm
Lifterunterfahrbarkeit	> 15 cm

Gewichte (Gew. mit Verstärkungsstrebe in Klammern)

Max. Personengewicht	155 (185) kg
Sichere Arbeitslast	190 (220) kg
Bettgewicht	71,4 kg
Bettgewicht ‚plus‘	76,8 kg
Max. Gewicht pro Baugruppe	15,3 kg (Variante plus: 20,4 kg)

Hilfsmittel-Nr. 90 cm (185 kg Personengew. in Klammern)

GKV:	19.40.01.3044 (19.40.01.3047)
Pflegekasse:	50.45.01.1083 (50.45.01.1085)

Hilfsmittel-Nr. 100 cm (185 kg Personengew. in Klammern)

GKV:	19.40.01.3048 (19.40.01.3046)
Pflegekasse:	50.45.01.1086 (50.45.01.1087)

Motoren

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose. **Ausführung domiflex® 3 plus wash:** Spritzwasserschutz nach IPX6.

.bock® 

© eingetragenes Warenzeichen
 Artikelnummer DE: 880.02168 (national)
 Stand: 05 | 2024
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Bildnachweise: creanimation, Münster
 Nicola Rehage, Gütersloh



Hermann Bock GmbH
 Nickelstraße 12
 33415 Verl
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 5246 9205 0
 Telefax: +49 (0) 5246 9205 25
 Internet: www.bock.net
 E-Mail: info@bock.net

domiflex® 3

